



## Lampada operatoria Esalight2, 60.000 Lux, su stativo

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE6.3023ST

**Categorie:** Lampade

### Descrizione

---

Lampada operatoria Esalight2 stativo, 60.000lux coniuga un design funzionale con tecnologie all'avanguardia, per proiettare il tuo lavoro verso il futuro.

**Diamo luce alle tue esigenze.** Questa lampada scialitica per uso odontotecnico/medicale è in grado di offrire la giusta quantità di luce per ogni trattamento, avvalendosi di un sistema incrociato di 6 fasci di luce a tecnologia LED capace di coprire perfettamente uno spot 100x200 mm.

**Si accende al tuo movimento.** Il sensore offre la possibilità di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa della lampada senza toccarla, garantendo la massima praticità e igiene.

**Tanta luce per il tuo lavoro.** Intensità luminosa regolabile da 8.000 a 60.000 Lux (fino a 120.000 lux nella versione a 2 teste).

**L'igiene, la cosa più importante.** La maniglia è removibile e autoclavabile a 135° per garantirti una pulizia rapida ed efficace.

**Configurazione su stativo mobile con ruote.**

**Caratteristiche tecniche Lampada operatoria Esalight2 stativo.**

- Temperatura colore: 5000K\* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Intensità: 8000 – 60000 Lux
- Durata della lampadina led : 50,000h



- Maniglia removibile per rapida pulizia
- Alimentazione: 240/24 VAC
- Certificazione: 93/42/EEC
- Rispetto delle norme (UE) 2017/745