



Lampada scialitica multiLED 2, 160.000+160.000 Lux, soffitto

Lampada scialitica Surgical multiLED 2, doppia testa Led da 160.000 + 160.000 Lux, applicazione a soffitto

Disponibile su richiesta

COD: DE6.163

Categorie: Lampade scialitiche

Descrizione

La lampada scialitica Surgical multiLED2, 160.000 + 160.000 Lux a soffitto (TESTA DOPPIA) offre un'illuminazione eccellente per tutte le applicazioni chirurgiche odontoiatriche e non solo.

Il design funzionale e lineare, unito ad una struttura leggera la rendono di una maneggevolezza senza eguali.

Il sistema di sospensione a braccio articolato con 6 giunti e bilanciato, permette un posizionamento stabile e preciso.

I modelli SURGICAL multiLED sono dotati di una tecnologia di compensazione della temperatura del colore da 3300 K° a 5000 K° e una regolazione meccanica dell'intensità luminosa tramite pannello comandi.

Inoltre sono provviste della funzione "Endo mode"; ovvero la luce di supporto per operazioni in endoscopia con selezione intensità luminosa e temperatura di colore.

L'intensità è indicata in maniera intuitiva dalla barra v-meter posta nel pannello comandi. Il sistema ottico a riflessione totale è realizzato con tecnologia CAD / CAM, la sua profondità dell'illuminazione è fino a 1300 mm.

Caratteristiche tecniche lampada scialitica Surgical multiLED2, 160.000 + 160.000 Lux a soffitto (TESTA DOPPIA)

Illuminamento (lux)	160.000 + 160.000
Temperatura colore (k°)	da 3300 a 5000
Indice di riduzione del colore (Ra)	>95



Profondità di illuminamento (mm)	?1300
Irradianza totale (W / m2)	426 W / m2
Dimensione del campo chiaro (mm)	160 ~ 280
Durata della lampadina led (h)	50,000
Alimentazione (V/Hz)	AC110-240v, 50 / 60Hz
Consumo energetico totale (W)	140
Altezza massima di installazione (metri)	2,9
Certificazione	2007/47/CE – IEC62321
Rispetto delle norme	(UE) 2017/745