



Lampada scialitica Surgical multiLED, 140.000 Lux, su stativo

Lampada scialitica Surgical multiLED, singola testa da 140.00, su stativo con ruote

Disponibile

COD: DE6.1215

Categorie: Lampade scialitiche

Descrizione

La lampada scialitica Surgical multiLED-H stativo, 140.000 Lux, offre un'illuminazione eccellente per tutte le applicazioni chirurgiche odontoiatriche e non solo.

Il design funzionale e lineare, unito ad una struttura leggera la rendono di una maneggevolezza senza eguali.

Il sistema di sospensione a braccio articolato con 6 giunti e bilanciato, permette un posizionamento stabile e preciso.

I modelli SURGICAL multiLED sono dotati di una tecnologia di compensazione della temperatura del colore da 3300 K° a 5000 K° e una regolazione meccanica dell'intensità luminosa tramite pannello comandi.

Inoltre sono provviste della funzione "Endo mode"; ovvero la luce di supporto per operazioni in endoscopia con selezione intensità luminosa e temperatura di colore.

L'intensità è indicata in maniera intuitiva dalla barra v-meter posta nel pannello comandi. Il sistema ottico a riflessione totale è realizzato con tecnologia CAD / CAM, la sua profondità dell'illuminazione è fino a 1300 mm.

Caratteristiche tecniche lampada scialitica Surgical multiLED-H 140.000 Lux su stativo

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Illuminamento (lux) | 140.000 |
| Temperatura colore (k°) | da 3300 a 5000 k° |
| Indice di riduzione del colore (Ra) | >95 |



| | |
|--|-----------------------|
| Profondità di illuminamento (mm) | ?1300 |
| Irradianza totale (W / m2) | 426 |
| Dimensione del campo chiaro (mm) | 160 ~ 280 |
| Durata della lampadina led (h) | 50,000 |
| Alimentazione | AC110-240v, 50 / 60Hz |
| Consumo energetico totale (W) | 60 |
| Altezza massima di installazione (metri) | 2,9 |
| Certificazione | 2007/47/CE – IEC62321 |
| Rispetto delle norme | (UE) 2017/745 |