



## Lampada scialitica Surgical multiLED, 140.000 Lux, su stativo

Lampada scialitica Surgical multiLED, singola testa da 140.00, su stativo con ruote

## **Disponibile**

**COD:** DE6.1215

Categorie: Lampade scialitiche

## Descrizione

La lampada scialitica Surgical multiLED-H stativo, 140.000 Lux, offre un'illuminazione eccellente per tutte le applicazioni chirurgiche odontoiatriche e non solo.

Il design funzionale e lineare, unito ad una struttura leggera la rendono di una maneggevolezza senza eguali.

Il sistema di sospensione a braccio articolato con 6 giunti e bilanciato, permette un posizionamento stabile e preciso.

I modelli SURGICAL multiLED sono dotati di una tecnologia di compensazione della temperatura del colore da 3300 K° a 5000 K° e una regolazione meccanica dell'intensità luminosa tramite pannello comandi.

Inoltre sono provviste della funzione "Endo mode"; ovvero la luce di supporto per operazioni in endoscopia con selezione intensità luminosa e temperatura di colore.

L'intensità è indicata in maniera intuitiva dalla barra v-meter posta nel pannello comandi. Il sistema ottico a riflessione totale è realizzato con tecnologia CAD / CAM, la sua profondità dell'illuminazione è fino a 1300 mm.

## Caratteristiche tecniche lampada scialitica Surgical multiLED-H 140.000 Lux su stativo

Temperatura colore (k°)	da 3300 a 5000 k°
Indice di riduzione del colore (Ra)	>95



Profondità di illuminamento (mm)	?1300
Irradianza totale (W / m2)	426
Dimensione del campo chiaro (mm)	160 ~ 280
Durata della lampadina led (h)	50,000
Alimentazione	AC110-240v, 50 / 60Hz
Consumo energetico totale (W)	60
Altezza massima di installazione (metri)	2,9
Certificazione	93/42/EEC - 2007/47/CE - IEC62321
Rispetto delle norme	(UE) 2017/745