



## Lavabo chirurgico STERILA in acciaio bianco con disinfezione UV-C, 800mm

Lavabo chirurgico in acciaio con finitura bianca a scomparsa con sterilizzazione UV-C e controllo elettronico hands-free per ambienti clinici e sale operatorie. Dimensioni: 800 x 650 x 1020 mm (H)

**Disponibile su richiesta**

**COD:** WASHCH-380B

**Categorie:** Lavelli

### Descrizione

---

#### Lavabo chirurgico bianco a scomparsa con sterilizzazione UV-C e controllo elettronico

---

Il lavabo chirurgico bianco a scomparsa è progettato per garantire elevati standard di igiene negli ambienti clinici e chirurgici, integrandosi perfettamente negli studi dentistici e nelle strutture sanitarie dove estetica e funzionalità devono coesistere.

La struttura in acciaio inox con finitura bianca verniciata consente una migliore integrazione visiva con gli arredi medicali, mantenendo al tempo stesso le caratteristiche tecniche richieste per l'utilizzo in ambienti ad alto controllo igienico.

#### Sterilizzazione UV-C per un controllo microbiologico avanzato

---

Il sistema integra una tecnologia di sterilizzazione UV-C progettata per ridurre la carica batterica all'interno del circuito idrico. Questa soluzione contribuisce a migliorare la sicurezza microbiologica ed è particolarmente indicata per ambienti chirurgici e clinici.

#### Controllo elettronico hands-free

---

Il lavabo è dotato di sistema elettronico con elettrovalvole che consente l'erogazione dell'acqua senza contatto diretto. Il funzionamento hands-free riduce il rischio di contaminazione crociata e migliora l'efficienza operativa durante le procedure.

#### Design a scomparsa per ottimizzazione degli spazi

---

La configurazione a scomparsa permette di richiudere il lavabo quando non in uso, riducendo l'ingombro e migliorando l'organizzazione dello spazio operativo. Questa soluzione è particolarmente adatta negli studi



dentistici e negli ambienti clinici moderni dove ordine ed ergonomia sono fondamentali.

## **Finitura bianca per integrazione negli ambienti clinici**

---

La finitura bianca verniciata consente una perfetta integrazione con riuniti odontoiatrici e arredi medicali, contribuendo a creare ambienti visivamente puliti e professionali.

Questa caratteristica rende il lavabo particolarmente indicato per studi dentistici e ambienti sanitari dove l'estetica ha un ruolo importante nella percezione del paziente.

## **Materiali di grado medicale**

---

- resistenza alla corrosione
- compatibilità con disinfettanti medicali
- facilità di pulizia e sanificazione
- lunga durata anche in utilizzo intensivo

## **Ambiti di utilizzo**

---

- studi odontoiatrici
- ambulatori medici
- cliniche specialistiche
- sale operatorie
- ambienti sanitari ad alto controllo igienico

## **Vantaggi operativi**

---

- sterilizzazione UV-C integrata
- controllo elettronico hands-free
- riduzione del rischio di contaminazione
- design a scomparsa salvaspazio
- integrazione estetica negli ambienti clinici
- superfici facilmente sanificabili

## **Specifiche tecniche**

---

Tipologia: lavabo chirurgico a scomparsa  
Materiale: acciaio con finitura bianca verniciata  
Sistema di controllo: elettronico con elettrovalvole  
Sterilizzazione: sistema UV-C integrato  
Installazione: ambienti clinici e chirurgici  
Dimensioni: 800 x 650 x 1020 mm (H)