



## Lavabo Inox a scomparsa dim. 800X650X1020H con steriliz. uvc e elettrov.

Lavabo chirurgico inox a scomparsa con sterilizzazione UV-C e controllo elettronico hands-free per ambienti clinici e sale operatorie. Dimensioni: 800 x 650 x 1020 mm (H)

**Disponibile su richiesta**

**COD:** WASHCH-380

**Categorie:** Lavelli

### Descrizione

---

#### Lavabo chirurgico inox a scomparsa con sterilizzazione UV-C e controllo elettronico

---

Il lavabo chirurgico inox a scomparsa Sterila è progettato per garantire elevati standard di igiene negli ambienti clinici e chirurgici. È una soluzione pensata per sale operatorie, poliambulatori, studi dentistici e cliniche veterinarie, dove il controllo della contaminazione e la sanificazione costante sono requisiti essenziali.

La struttura in acciaio inox per uso medico offre superfici lisce e continue, facili da pulire e adatte all'utilizzo intensivo. Il sistema si integra nel flusso di lavoro clinico con una configurazione compatta e ordinata, mantenendo coerenza progettuale con gli ambienti operatori e contribuendo a migliorare la gestione dello spazio.

#### Sterilizzazione automatica UV-C integrata

---

Sterila integra un sistema automatico di sterilizzazione UV-C progettato per sanificare autonomamente vasca e rubinetto, contribuendo al controllo della carica batterica direttamente all'interno dell'ambiente operativo. Questa tecnologia rappresenta un'evoluzione concreta rispetto al lavabo chirurgico tradizionale e risulta particolarmente utile quando il lavabo deve essere installato direttamente in sala, in assenza di una zona filtro esterna.

La sterilizzazione UV-C contribuisce ad aumentare il livello di sicurezza microbiologica e supporta i protocolli di igiene richiesti nei contesti medicali e odontoiatrici.



## Controllo elettronico hands-free

---

Il lavabo è dotato di controllo elettronico hands-free, studiato per ridurre il contatto diretto con i comandi durante le fasi operative. Questa configurazione aiuta a limitare il rischio di contaminazione crociata e rende più efficiente l'utilizzo del lavabo nelle procedure pre e post intervento.

L'attivazione senza contatto si inserisce in un approccio progettuale orientato alla sicurezza, alla praticità d'uso e alla continuità operativa negli ambienti sanitari ad alto controllo igienico.

## Design a scomparsa per una migliore gestione dello spazio

---

La configurazione a scomparsa consente di richiudere il lavabo quando non è in uso, riducendo l'ingombro visivo e ottimizzando lo spazio operativo. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso negli ambienti clinici dove ergonomia, ordine e pulizia visiva devono convivere con standard tecnici elevati.

Il design a scomparsa rende il lavabo una soluzione funzionale per gli spazi in cui è necessario integrare attrezzature chirurgiche senza compromettere accessibilità, igiene e organizzazione del layout.

## Acciaio inox medicale per ambienti chirurgici

---

Sterila è realizzato in acciaio inox per uso medicale, idoneo agli ambienti chirurgici multidisciplinari e alla chirurgia odontoiatrica. Le caratteristiche costruttive del materiale contribuiscono a garantire:

- superfici facilmente sanificabili
- elevata resistenza ai disinfettanti
- solidità strutturale
- continuità operativa nel tempo

## Ambiti di utilizzo

---

Il lavabo chirurgico inox a scomparsa con sterilizzazione UV-C è indicato per:

- sale operatorie
- studi dentistici
- poliambulatori
- cliniche veterinarie
- ambienti sanitari ad alto controllo igienico

## Vantaggi operativi

---

- sterilizzazione automatica UV-C integrata
- controllo elettronico hands-free
- riduzione del rischio di contaminazione crociata
- configurazione a scomparsa per ottimizzare gli spazi



- integrazione coerente negli ambienti clinici e chirurgici
- superfici in acciaio inox medicale facili da sanificare

## **Specifiche tecniche**

---

Tipologia: lavabo chirurgico inox a scomparsa

Installazione: ambienti clinici e chirurgici

Sistema di igiene: sterilizzazione automatica UV-C integrata

Controllo: elettronico hands-free

Materiale: acciaio inox per uso medicale

Dimensioni: 800 x 650 x 1020 mm (H)