



## Lavabo doppio Inox con miscelatore a leva clinica e dispenser sapone

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-2

Categorie: Lavelli

### Descrizione

---

Il **lavabo chirurgico doppio inox** è progettato per garantire **massima igiene e sicurezza** nelle sale operatorie, ambulatori e reparti di sterilizzazione. Interamente realizzato in **acciaio inox**, offre una struttura solida, resistente e facile da pulire, ideale per ambienti sanitari dove l'igiene è prioritaria.

Il modello a **due postazioni** consente l'utilizzo simultaneo da parte di più operatori, ottimizzando i tempi di preparazione.

È dotato di **miscelatori a leva clinica**, che permettono l'attivazione e la regolazione del flusso d'acqua **senza contatto diretto con le mani**, riducendo il rischio di contaminazione crociata.

Il **dispenser integrato per sapone** assicura un accesso pratico durante le operazioni di lavaggio chirurgico, mantenendo il flusso di lavoro fluido e igienico. La **vasca profonda con bordi arrotondati** e le **superfici saldate e lisce** evitano ristagni e accumuli di residui, semplificando la pulizia quotidiana.

Grazie alla **robustezza costruttiva** e alla facilità di manutenzione, questo **lavabo chirurgico doppio inox** rappresenta una soluzione **affidabile e duratura** per strutture sanitarie, sale operatorie e cliniche che richiedono **standard elevati di igiene e funzionalità**.