



## Lavabo chirurgico acciaio inox AISI304 postazione doppia e leva clinica

Lavabo chirurgico da parete a **postazione doppia**, realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite, spessore 1,5 mm. Completo di doppi miscelatori a leva clinica e distributore di sapone in acciaio inox. Progettato e prodotto in Italia per sala operatoria e aree di preparazione chirurgica.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** WASHCH-2

**Categorie:** Lavelli

### Descrizione

Il lavabo chirurgico a postazione doppia è una soluzione strutturale progettata per ambienti medicali ad alta intensità operativa che richiedono due postazioni di lavaggio indipendenti.

**Realizzato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata Scotch Brite** e spessore 1,5 mm, garantisce resistenza all'utilizzo intensivo e ai cicli ripetuti di sanificazione.

La vasca profonda con angoli interni arrotondati (raggio 10 mm) e fondo inclinato assicura deflusso completo dell'acqua, prevenendo ristagni e riducendo il rischio di contaminazione.

Ogni postazione è dotata di miscelatore a leva clinica e miscelatore termostatico dedicato, per garantire controllo preciso della temperatura e sicurezza operativa.

L'alzata posteriore integrata e i pannelli frontali privi di fughe limitano infiltrazioni e facilitano le operazioni di pulizia.

**Prodotto Made in Italy.**

### Caratteristiche principali

- Struttura in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite (AISI 316 su richiesta)
- Spessore lamiera 1,5 mm
- Vasca profonda con angoli arrotondati (raggio 10 mm)
- Fondo inclinato per deflusso completo e riduzione del rischio di contaminazione
- Alzata posteriore integrata ad altezza maggiorata per impedire infiltrazioni
- Carter frontale completamente liscio e privo di fessure
- Doppi miscelatori a leva clinica



- Miscelatori termostatici dedicati per ciascuna postazione
- Componentistica completamente integrata nel pannello superiore, sganciabile senza utensili
- Installazione a parete con profili di sospensione dedicati (idonea anche per cartongesso)
- Distributore di sapone in acciaio inox incluso
- Configurazione: postazione doppia

## Dimensioni

- Larghezza (L): 1300 mm
- Profondità (P): 590 mm
- Altezza (H): 1038 mm

Le quote dimensionali complete sono consultabili nell'immagine tecnica allegata.