



Lavabo Inox a scomparsa dim. 500X650X1020H con steriliz. uvc e elettrov.

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-3

Categorie: Lavelli

Descrizione

Il **lavabo chirurgico inox a scomparsa** è progettato per garantire **igiene assoluta, efficienza e massima sicurezza operativa** in sale operatorie, cliniche e laboratori medici.

Realizzato interamente in **acciaio inox**, offre **resistenza meccanica, lunga durata e facile sanificazione**, caratteristiche fondamentali per l'ambiente ospedaliero.

Il sistema **a scomparsa** consente di **ottimizzare lo spazio** e proteggere la vasca quando non è in uso, riducendo il rischio di contaminazione e facilitando la pulizia dell'area circostante.

L'**attivazione a piede tramite elettrovalvola** permette un utilizzo **senza contatto manuale**, migliorando l'igiene e prevenendo la contaminazione crociata.

Il comando a piede è reattivo e pratico, ideale per il lavaggio preoperatorio in ambienti dove la precisione e la sterilità sono prioritarie.

Il sistema di **sterilizzazione UVC integrato** svolge un'azione antibatterica e antivirale sulle superfici interne del lavabo, contribuendo a mantenere un livello di disinfezione costante e conforme agli standard ospedalieri.

La vasca, dimensioni **500x650x1020 mm**, presenta **bordi arrotondati e superfici saldate lisce**, che impediscono il ristagno dei liquidi e facilitano la manutenzione.

Compatto, tecnologico e altamente igienico, il **lavabo chirurgico inox a scomparsa** rappresenta una soluzione professionale per **sale operatorie e strutture sanitarie** che richiedono **efficienza, sicurezza e igiene assoluta**.