



## Lavabo Inox a scomparsa dim. 800X650X1020H con steriliz. uvc e elettrov.

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-380

Categorie: Lavelli

### Descrizione

---

**STERILA** è un **lavabo chirurgico inox a scomparsa 800mm** è progettato per garantire **igiene assoluta, efficienza e sicurezza operativa** in **sale operatorie, cliniche e aree di sterilizzazione**. Realizzato interamente in **acciaio inox**, combina **resistenza, durata e facilità di sanificazione**, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti ad alta intensità d'uso.

Il sistema **a scomparsa** consente di **ottimizzare lo spazio** e proteggere la vasca quando non è in uso, evitando accumuli di polvere o contaminazioni e migliorando l'ordine dell'area di lavoro.

L'**attivazione a piede tramite elettrovalvola** permette un utilizzo **senza contatto manuale**, garantendo un flusso d'acqua controllato e costante, ideale per il lavaggio preoperatorio. Il sistema di **sterilizzazione UVC integrato** assicura un'efficace azione antibatterica e antivirale sulle superfici del lavabo, mantenendo condizioni igieniche ottimali durante ogni utilizzo.

Con dimensioni **800x650x1020 H**, la vasca offre **ampia capacità operativa**, bordi arrotondati e **superfici saldate lisce** che facilitano la pulizia e prevengono ristagni.

La **larghezza di 800mm** garantisce stabilità e comfort d'uso anche in spazi ridotti, rendendo **STERILA**, il **lavabo chirurgico inox a scomparsa** una scelta ideale per strutture sanitarie moderne e reparti operatori che richiedono **igiene, ergonomia e affidabilità**.