



Lavabo Inox a scomparsa dim. 800X650X1020H con steriliz. uvc e elettrov.

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-380 Categorie: Lavelli

Descrizione

STERILA è un lavabo chirurgico inox a scomparsa 800mm è progettato per garantire igiene assoluta, efficienza e sicurezza operativa in sale operatorie, cliniche e aree di sterilizzazione. Realizzato interamente in acciaio inox, combina resistenza, durata e facilità di sanificazione, assicurando prestazioni elevate anche in ambienti ad alta intensità d'uso.

Il sistema **a scomparsa** consente di **ottimizzare lo spazio** e proteggere la vasca quando non è in uso, evitando accumuli di polvere o contaminazioni e migliorando l'ordine dell'area di lavoro.

L'attivazione a piede tramite elettrovalvola permette un utilizzo senza contatto manuale, garantendo un flusso d'acqua controllato e costante, ideale per il lavaggio preoperatorio. Il sistema di sterilizzazione UVC integrato assicura un'efficace azione antibatterica e antivirale sulle superfici del lavabo, mantenendo condizioni igieniche ottimali durante ogni utilizzo.

Con dimensioni 800×650×1020 H, la vasca offre ampia capacità operativa, bordi arrotondati e superfici saldate lisce che facilitano la pulizia e prevengono ristagni.

La **larghezza di 800mm** garantisce stabilità e comfort d'uso anche in spazi ridotti, rendendo STERILA, il **lavabo chirurgico inox a scomparsa** una scelta ideale per strutture sanitarie moderne e reparti operatori che richiedono **igiene, ergonomia e affidabilità**.