



Lavabo Inox a vista dim. 800X650X1020h con elettrovalvola

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-381

Categorie: Lavelli

Descrizione

Il **mobile lavabo chirurgico inox** è progettato per garantire **massima igiene e praticità** nelle aree sanitarie, sale operatorie e laboratori medici.

Realizzato interamente in **acciaio inox**, offre una **struttura compatta (800x650x1020 H)**, robusta e facilmente sanificabile.

La **vasca filo piano saldata** assicura superfici perfettamente continue e prive di giunzioni, evitando accumuli di residui e facilitando la pulizia quotidiana.

L'assenza di spigoli vivi e la saldatura monoblocco migliorano la sicurezza dell'operatore e garantiscono la massima igiene.

L'**attivazione a piede tramite elettrovalvola** consente l'apertura e la chiusura del flusso d'acqua **senza contatto manuale**, migliorando l'igiene e riducendo il rischio di contaminazione crociata.

Il **cesto integrato** permette la gestione ordinata dei materiali di servizio, mantenendo la postazione pulita ed efficiente.

Questo **mobile lavabo chirurgico inox** rappresenta una soluzione completa e durevole per strutture sanitarie che necessitano di **ergonomia, sicurezza e igiene controllata**.