



Lavabo chirurgico acciaio inox AISI304 postazione singola e leva clinica

Lavabo chirurgico da parete a postazione singola, realizzato in **acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite**, spessore 1,5 mm. Completo di miscelatore a leva clinica e distributore di sapone in acciaio inox.

Progettato e prodotto in Italia per sala operatoria e aree di preparazione chirurgica.

Disponibile dal 18/06/2026

COD: WASHCH-1

Categorie: Lavelli

Descrizione

Il lavabo chirurgico a postazione singola è una soluzione strutturale progettata per ambienti medicali ad alta intensità operativa.

Realizzato in **acciaio inox AISI 304**, con finitura satinata Scotch Brite e spessore 1,5 mm, garantisce resistenza all'utilizzo intensivo e ai cicli ripetuti di sanificazione.

La vasca profonda con angoli interni arrotondati (raggio 10 mm) e fondo inclinato assicura deflusso completo dell'acqua, prevenendo ristagni e riducendo il rischio di contaminazione.

L'alzata posteriore integrata e i pannelli frontali privi di fughe limitano infiltrazioni e facilitano le operazioni di pulizia.

Prodotto **Made in Italy**.

Caratteristiche principali

- Struttura in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite (AISI 316 su richiesta)
- Spessore lamiera 1,5 mm
- Vasca profonda con angoli arrotondati (raggio 10 mm)
- Fondo inclinato per deflusso completo e riduzione del rischio di contaminazione
- Alzata posteriore integrata ad altezza maggiorata per impedire infiltrazioni
- Carter frontale completamente liscio e privo di fessure
- Miscelatore a leva clinica
- Miscelatore termostatico dedicato
- Componentistica completamente integrata nel pannello superiore, sganciabile senza utensili
- Installazione a parete con profili di sospensione dedicati (idonea anche per cartongesso)



- Distributore di sapone in acciaio inox incluso
- Configurazione: postazione singola

Dimensioni

- Larghezza (L): 650 mm
- Profondità (P): 590 mm
- Altezza (H): 1038 mm

Le quote dimensionali complete sono consultabili nell'immagine tecnica allegata.