



Lavabo singolo Inox con miscelatore a leva chirurgica, dispenser sapone

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-1

Categorie: Lavelli

Descrizione

Il **lavabo chirurgico singolo inox** è progettato per garantire **massimi standard di igiene e affidabilità** in sale operatorie, ambulatori e aree di preparazione chirurgica.

Realizzato interamente in **acciaio inox**, offre una struttura robusta, resistente alla corrosione e facile da pulire, ideale per ambienti sanitari dove la pulizia è fondamentale.

Il design a **una postazione** consente un utilizzo pratico e confortevole, favorendo l'ergonomia del personale medico durante le operazioni di lavaggio preoperatorio.

Il **miscelatore a leva chirurgica** permette il controllo dell'acqua **senza contatto diretto con le mani**, riducendo il rischio di contaminazione crociata e garantendo un flusso d'acqua costante e preciso.

Il **dispenser sapone integrato** assicura un accesso immediato al detergente, semplificando le operazioni di igienizzazione. La **vasca profonda con bordi arrotondati** evita schizzi e consente un flusso regolare, mentre le **superfici lisce e saldate** prevengono l'accumulo di residui e agevolano la sanificazione quotidiana.

Grazie alla **solidità costruttiva e all'elevato livello di igiene**, questo lavabo chirurgico singolo inox rappresenta una soluzione affidabile per strutture ospedaliere, reparti chirurgici e cliniche che richiedono **qualità, durata e sicurezza operativa**.