



## Lettino da massaggio con schienale regolabile, colore bianco

Lettino da massaggio, misure 1820x620x h750mm, sky colore bianco, schienale regolabile

**Disponibile su richiesta**

**COD:** ES1006BL

**Categorie:** Studio estetico

### Descrizione

---

Il **lettino da massaggio con schienale regolabile**, colore bianco, è una soluzione solida e funzionale per **centri estetici, spa e studi fisioterapici**.

Progettato per offrire comfort e stabilità, è disponibile nella **versione a uno o due snodi**, per adattarsi a diverse tipologie di trattamento e posizioni del corpo.

La struttura in metallo verniciato garantisce robustezza e lunga durata, mentre l'imbottitura in eco-pelle **consente una pulizia semplice e frequente**, assicurando igiene, morbidezza e facile manutenzione quotidiana.

Il **design ergonomico** e la possibilità di regolare lo schienale rendono questo lettino ideale per massaggi, trattamenti estetici e fisioterapici.

Nella **versione a due snodi**, è possibile regolare anche la sezione inferiore delle gambe, facilitando lo **scarico linfatico** o migliorando il comfort del cliente durante le fasi di relax.

Il lettino è fornito con **asta porta rotolo** per la gestione igienica dei teli monouso e può essere equipaggiato con un **pratico ripiano porta oggetti** opzionale.

Le dimensioni compatte — **182x62x75 cm** — e il **peso di 42 kg** garantiscono stabilità e praticità anche negli spazi più ridotti.

Il **lettino da massaggio con schienale regolabile** rappresenta una soluzione versatile, elegante e professionale per ogni ambiente dedicato al benessere e alla cura del corpo.