



## Letto da massaggio con schienale regolabile e foro viso, colore bianco

Letto da massaggio con foro viso, misure 1880x700x h790mm, sky colore bianco, schienale regolabile

**Disponibile su richiesta**

**COD:** ES1007BL

**Categorie:** Studio estetico

### Descrizione

---

Il **letto da massaggio con schienale regolabile e foro viso**, colore bianco, è una soluzione pratica e versatile per **centri estetici, spa, studi medici e fisioterapici**.

Grazie al suo **design essenziale** e alla **struttura metallica stabile**, unisce funzionalità, comfort e semplicità d'uso in un unico prodotto.

Il **piano imbottito in sky bianco** offre una superficie morbida e igienica, facile da pulire e piacevole al contatto con la pelle.

Lo **schienale regolabile** consente di adattare l'inclinazione a seconda del trattamento o della posizione del cliente, garantendo **massimo comfort** sia durante i massaggi che nelle sedute estetiche o di controllo medico.

Il letto da massaggio con schienale regolabile è dotato di **foro viso integrato** per assicurare una postura ergonomica e rilassata durante i trattamenti in posizione prona.

In dotazione anche l'**asta porta rotolo**, comoda per l'utilizzo di teli monouso o carta protettiva.

Disponibile un **optional con ripiano porta oggetti**, ideale per avere sempre a portata di mano strumenti e prodotti di lavoro.

Grazie alle sue dimensioni compatte — **1880x700x790 mm** e **peso di 53 kg** — il letto risulta stabile, elegante e facilmente integrabile in ogni tipo di ambiente professionale.