



## Rilevatore apicale Ai-Pex DTE-Woodpecker, tester di vitalità pulpare

Localizzatore apicale Ai-Pex, Autocalibrazione all'avvio, Velocità di elaborazione 2,125 volte maggiore, affidabilità aumentata per canali irrigati.

**Disponibile**

**COD:** RV004WX

**Categorie:** Localizzatore apicale

### Descrizione

---

#### Localizzatore Apicale Ai-Pex DTE-Woodpecker: Precisione e Semplicità per il Tuo Studio Odontoiatrico

Il localizzatore apicale Ai-Pex è l'alleato ideale per semplificare il lavoro del professionista, garantendo misurazioni precise e affidabili durante i trattamenti canalari. Dotato di tester per la polpa dentale, questo dispositivo innovativo offre anche la possibilità di connessione ad Endo Smart +, migliorando ulteriormente l'efficienza delle procedure endodontiche.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, il localizzatore apicale Ai-Pex assicura una misurazione del canale radicolare ancora più accurata, grazie all'autocalibrazione all'avvio, una velocità di elaborazione delle informazioni 2,125 volte maggiore e un'affidabilità aumentata anche in canali irrigati. Il display LCD da 3,8" ad alta visibilità consente di visualizzare chiaramente la traiettoria dei file, offrendo al professionista un controllo totale durante il trattamento.

#### Punti di Forza e Caratteristiche:

- **Autocalibrazione all'avvio:** pronto all'uso in pochi secondi per una misurazione immediata e precisa.
- **Velocità di elaborazione elevata:** 2,125 volte più veloce rispetto ai modelli tradizionali.
- **Affidabilità in condizioni variabili:** ideale per canali asciutti o irrigati, garantendo precisione costante.
- **Sensitività raddoppiata:** risposta in tempo reale per un feedback immediato durante la procedura.

#### Specifiche Tecniche:

- Accuratezza: 97,71%
- Dimensioni: 101 x 101 x 175,5 mm
- Batteria ricaricabile: 3,7 V / 2000 mAh



- Peso: 685 g
- Consumo: <0,5 W
- Tempo di ricarica: 3 ore

Il Localizzatore Apicale Ai-Pex DTE-Woodpecker rappresenta una scelta sicura e avanzata per i professionisti che cercano strumenti affidabili per migliorare la precisione e l'efficienza nei trattamenti endodontici.

**Acquista da Tecnomed Italia Ai-Pex di DTE-Woodpecker e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità nei sistemi di localizzazione apicale per studi dentistici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le soluzioni DTE-Woodpecker, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.**