

Manipolo ablatore HW-3H Woodpecker, compatibile EMS, bianco



Manipolo bianco per ablatore piezoelettrico Woodpecker, compatibile EMS

Disponibile

COD: M16A

Categorie: Manipoli

Descrizione

Il **manipolo ablatore piezoelettrico HW-3H Woodpecker** è uno strumento professionale progettato per garantire prestazioni affidabili e costanti nelle procedure di ablazione ultrasonica. Realizzato con una struttura robusta e materiali resistenti, è indicato per l'utilizzo quotidiano negli studi odontoiatrici che richiedono precisione, durata e sicurezza operativa.

La superficie del manipolo è **sterilizzabile in autoclave** e resiste a temperature e pressioni elevate, mantenendo la propria integrità anche dopo ripetuti cicli di sterilizzazione. Questa caratteristica contribuisce a preservare l'efficienza del dispositivo nel tempo e a garantire elevati standard igienici durante l'impiego clinico.

Grazie al **design leggero ed ergonomico**, il manipolo HW-3H Woodpecker si adatta comodamente alla mano dell'operatore, favorendo una presa stabile e sicura. La forma bilanciata aiuta a ridurre l'affaticamento durante utilizzi prolungati e consente un maggiore controllo nei movimenti.

Il manipolo è **compatibile con il sistema di connessione e gli inserti EMS**, risultando facilmente integrabile con le apparecchiature già presenti nello studio. Questa compatibilità lo rende una soluzione pratica e versatile per trattamenti di igiene orale, profilassi e procedure odontoiatriche che richiedono l'impiego di strumenti piezoelettrici.

Affidabile, resistente e funzionale, il **manipolo ablatore HW-3H Woodpecker** rappresenta una scelta professionale sia come ricambio sia come nuovo manipolo da integrare alla strumentazione esistente. Un dispositivo pensato per offrire qualità, comfort operativo e continuità di prestazione.

Caratteristiche tecniche



Versione	Manipolo
Compatibilità inserti	Ems®
Compatibilità	EMS®
Colore manipolo	Bianco
Fibra ottica	No
Intensità luminosa (lux)	/
Frequenza ultrasuoni	28KHz +/- 3KHz
Tipo di trasduttore	Ultrasonico
Dimensioni (lxØ mm)	117 x 18
Peso manipolo (g)	48
Lunghezza cordone (m)	/
Autoclavabile	Si
Garanzia (mesi)	12
CE	0197