



# Manipolo FI-P Woodpecker, per otturazioni a condensazione verticale

Fi-P Woodpecker manipolo wireless per otturazioni a condensazione verticale a caldo.

## Disponibile su richiesta

COD: GG210P

Categorie: Sistema guttaperca

## Descrizione

Il **Manipolo FI-P Woodpecker**. è un manipolo wireless di nuova generazione, specificamente progettato per otturazioni endodontiche a caldo mediante condensazione verticale. Questo strumento è essenziale per l'otturazione dei canali radicolari, impiegando la tecnica di compattazione verticale nel trattamento endodontico. **GARANZIA ITALIA.** 

#### **VANTAGGI:**

- Riscaldamento Ultra-Rapido: Raggiunge la temperatura desiderata in soli 0,2 secondi.
- Controllo Preciso della Temperatura: Mantenimento costante della temperatura impostata per otturazioni rapide e impeccabili.
- Ampia Gamma di Temperature: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C, per adattarsi a diverse esigenze e materiali.
- Punta Precurvata da 0,35 mm: Ideale per accedere ai canali radicolari stretti e complessi.
- Elevata Autonomia: 4 ore di funzionamento continuo e 1500 operazioni possibili con una singola carica.
- Design Innovativo ed Ergonomico: Strumento maneggevole e confortevole durante le procedure.

## SPECIFICHE TECNICHE Manipolo FI-P Woodpecker:

Dimensioni del Manipolo: 23,8 mm x 158,3 mm x 23,8 mm
Dimensioni della Base: 75,5 mm x 149,7 mm x 62,6 mm

• Peso del Manipolo: 80 g

• Capacità della Batteria: 2000 mAh

• Peso della Base: 195 g

• Tempo di Ricarica Necessario: 2,5 ore

• Durata dell'Autonomia: 1500 operazioni (durata di una operazione = 5 sec.)



• Temperature Preimpostate: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C

• Tempo di Riscaldamento: entro 0,2 secondi

## **DOTAZIONE:**

- Fi-P con base di ricarica e trasformatore
- 3 connettori/Plugger: WP4504 0,45mm Taper 0,04, WP5506 0,55mm Taper 0,06, 1x WP5508 0,55mm Taper 0,08
- 4 guaine protettive isolanti.

Questo manipolo rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per ottimizzare le procedure endodontiche, garantendo precisione e praticità.

https://shop.tecnomeditalia.com/wp-content/uploads/2024/03/Fi-E-Endo-Obturation-Gutta-Percha-Electronic-Pen-Wood Endodontist.mp4