



Mobile Matrix con monitor a scomparsa e processore video FALKONNECT

Sistema integrato di odontoiatria digitale avanzata composto da mobile Matrix in acciaio inox con monitor motorizzato a scomparsa da 43" e sistema di gestione video Falkonnect per centralizzare e visualizzare fino a quattro sorgenti video provenienti da dispositivi di imaging medicale.

Disponibile su richiesta

COD: OF1014.FMX

Categorie: Multimedia

Descrizione

Mobile Matrix con monitor a scomparsa e Falkonnect per gestione flussi video e workflow digitale dello studio dentistico

Sistema integrato di odontoiatria digitale avanzata composto da mobile Matrix in acciaio inox con monitor motorizzato a scomparsa da 43" e stazione di gestione video Falkonnect, progettato per centralizzare e gestire fino a quattro sorgenti video da dispositivi di imaging medicale all'interno di un'unica postazione clinica.

Descrizione prodotto

Il sistema **Matrix con Falkonnect** è progettato per la **gestione flussi video studio dentistico e l'integrazione digitale del workflow clinico**, consentendo di centralizzare immagini, dati e sorgenti video su un unico monitor.

Il mobile **Matrix in acciaio inox** integra un **monitor motorizzato da 43" a scomparsa**, che mantiene il piano di lavoro libero e facilmente sanificabile quando non utilizzato, rendendo disponibile una postazione digitale completa durante le procedure cliniche.

La stazione di connessione **Falkonnect** rappresenta il centro di gestione del sistema, permettendo di collegare e controllare simultaneamente più dispositivi di imaging medicale, come:

- telecamere intraorali
- microscopi operatori
- sistemi radiologici
- scanner e sistemi di imaging digitale



Il sistema consente al medico di **visualizzare fino a quattro sorgenti video contemporaneamente su un unico monitor**, selezionando e configurando il layout più adatto alla procedura clinica in corso.

La gestione avviene in modo rapido e intuitivo tramite il **mouse Falkonnect**, senza necessità di interagire direttamente con il PC, permettendo di mantenere la concentrazione sull'operatività clinica e di avere sempre sotto controllo le informazioni rilevanti in tempo reale.

Grazie alla possibilità di configurare e memorizzare diversi layout di visualizzazione, il sistema consente di adattare rapidamente la postazione alle esigenze operative, migliorando l'efficienza e la gestione del workflow.

Questa soluzione è ideale per **studi odontoiatrici avanzati, cliniche e ambienti chirurgici** che necessitano di integrare i sistemi digitali, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la visualizzazione delle informazioni cliniche durante le procedure.

Caratteristiche principali

- mobile Matrix in **acciaio inox medicale**
- **monitor motorizzato a scomparsa da 43"**
- stazione di gestione video **Falkonnect**
- gestione fino a **4 sorgenti video simultanee**
- **layout di visualizzazione personalizzabile**
- controllo intuitivo tramite **mouse Falkonnect**
- **centralizzazione delle immagini** da dispositivi di imaging medicale
- integrazione con **sistemi di imaging e dispositivi digitali clinici**

Specifiche principali

Mobile Matrix

- struttura in acciaio inox
- dimensioni: **1500 x 650 x 1020 mm (h)**
- **monitor 43" motorizzato a scomparsa**

Sistema Falkonnect

- gestione **multi-sorgente video**
- visualizzazione **multi-layout**
- controllo tramite **mouse Falkonnect**