

## Micromotore da banco, 35.000 rpm, controllo a banco, con manipolo



Micromotore da banco Tecnomed Italia, velocità di rotazione 35.000 rpm, controllo velocità a banco, con manipolo brush

**Disponibile**

**COD:** MM15RN

**Categorie:** Micromotori da laboratorio

### Descrizione

---

Il **Micromotore odontotecnico da banco 35.000rpm** è la soluzione ideale per i professionisti del settore odontotecnico che necessitano di precisione, affidabilità e comfort in ogni operazione. Progettato per offrire prestazioni elevate e durature, questo strumento si adatta perfettamente a una varietà di lavori su resine, protesi e altri interventi di laboratorio.

Il micromotore odontotecnico da banco con velocità massima di 35.000 giri al minuto garantisce un'elevata efficienza operativa per eseguire lavorazioni precise e complesse. Grazie al suo design ergonomico e al bilanciamento ottimale tra manipolo e centralina, riduce la fatica dell'operatore, favorendo una postura rilassata durante le operazioni prolungate.

#### Punti di forza e caratteristiche:

- **Velocità regolabile** fino a 35.000 rpm, ideale per lavori di precisione.
- **Ergonomia avanzata** del manipolo MX900, perfettamente bilanciato per ridurre lo stress sul polso.
- **Controllo versatile** tramite centralina a banco e pedale, per offrire la massima flessibilità nelle modalità di utilizzo.
- **Funzione reverse**, che consente di invertire il senso di rotazione per facilitare le lavorazioni più complesse.
- **Robustezza e durata:** il motore a spazzole è progettato per garantire prestazioni costanti nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo.
- **Compattezza:** il design compatto del box di controllo consente di risparmiare spazio sul banco di lavoro senza sacrificare le prestazioni.

Con il Micromotore odontotecnico da banco 35.000rpm, avrai a disposizione uno strumento affidabile e performante per tutte le tue esigenze di laboratorio, assicurando una lavorazione precisa e senza sforzo.

#### Caratteristiche tecniche Micromotore odontotecnico da banco 35.000rpm.



Micromotore	Spazzole
Velocità rotazione max	35.000 rpm
Tipologia di controllo	banco
Reverse	Si
Potenza	100 Watt
Torque	3.5 N.cm
Alimentazione	220V – 50hz.
Dimensioni box (l x p x h)	115 x 153 x 77 mm
Peso box	1,5 kg