



## Mobile da studio top 50 cm, lavello a destra + elettrovalvola

Mobile da studio con elettrovalvola, top 50 cm, realizzato in lamiera elettrozincata, omogenea e robusta, standard, completo di lavello a destra.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE9.24DX

**Categorie:** Composizioni

### Descrizione

---

Il **mobile da studio con elettrovalvola e lavello a destra**, top da 50 cm, è una soluzione professionale pensata per **studi odontoiatrici, ambulatori medici, veterinari e centri estetici**.

La struttura, realizzata in **lamiera elettrozincata omogenea e robusta**, garantisce resistenza, durata nel tempo e massima igiene nelle aree cliniche.

### Design ergonomico e lineare

Il mobile presenta un design **semplice, compatto ed ergonomico**, studiato per facilitare i movimenti dell'operatore e ottimizzare l'organizzazione della postazione.

La struttura in lamiera elettrozincata **spessore 10/10** assicura elevata stabilità e una superficie facile da pulire.

### Materiali di alta qualità e igiene

La finitura **RAL 9010** conferisce un aspetto professionale e moderno.

Frontali e maniglie sono verniciati con **polveri epossidiche antibatteriche**, che rendono la superficie più igienica, contrastano la formazione di polvere e facilitano la sanificazione quotidiana.

Il mobile è dotato di **elettrovalvola**, che consente una gestione controllata dell'acqua, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro pulito e conforme agli standard igienici professionali.

### Configurazione e produzione italiana

Ogni mobile può essere **personalizzato** per adattarsi perfettamente allo spazio disponibile e alle esigenze operative.

La produzione è **interamente italiana**, sinonimo di qualità costruttiva, accuratezza e affidabilità nel tempo.

**Caratteristiche tecniche mobile studio con elettrovalvola e lavello a destra.**

Top	Laminato
Sottolavello	•
Cassettiera 4 scomparti	•
Servomobile 4 scomparti	•
Mobile antina	• 1 ripiano in vetro
Lavello – materiale	Destra – ABS
Tipo di attacco	•
Dimensioni top mm	2080 x 600 mm
Altezza da pavimento	900 mm
Elettrovalvola	•
Garanzia	24 mesi
CE	•