



## Mobile Lavabo Inox, 500X480X1020h, vasca filo piano saldata, cesto

**Disponibile**

**COD:** WASHCST-5

**Categorie:** Lavelli

### Descrizione

---

Il **mobile lavabo chirurgico inox** è progettato per garantire **igiene, praticità e robustezza** in ambienti medicali, cliniche e laboratori.

Con dimensioni **500x480x1020 H**, unisce un design compatto a un'elevata resistenza meccanica, offrendo una soluzione funzionale anche in spazi ridotti.

La **vasca filo piano saldata** in acciaio inox assicura una **superficie uniforme e facilmente sanificabile**, evitando punti di accumulo di sporco e semplificando la pulizia quotidiana. L'assenza di giunzioni e spigoli vivi favorisce la totale igienicità, mentre la lavorazione saldata garantisce solidità e durabilità nel tempo.

L'**attivazione a piede tramite elettrovalvola** consente l'apertura e la chiusura del flusso d'acqua **senza contatto manuale**, migliorando l'igiene e riducendo il rischio di contaminazione crociata.

Il **cesto integrato** consente una gestione ordinata dei materiali o dei dispositivi di lavaggio, mantenendo la postazione sempre efficiente. L'acciaio inox impiegato è resistente alla corrosione e ai prodotti detergenti, ideale per l'uso continuo in **reparti operatori e aree di sterilizzazione**.

Compatto, ergonomico e igienico, il **mobile lavabo chirurgico inox** rappresenta una scelta ideale per strutture sanitarie che richiedono **standard elevati di pulizia e praticità d'uso**.