



Mobile Lavabo Inox, 500X480X900h, vasca filo piano saldata, cesto

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-ST Categorie: Lavelli

Descrizione

Il mobile lavabo chirurgico inox 500×480×900 H è realizzato per garantire igiene, sicurezza e durata in sale operatorie, ambulatori e laboratori medici.

Interamente costruito in acciaio inox, offre una struttura compatta, solida e facilmente sanificabile, conforme agli standard ospedalieri più rigorosi.

La vasca filo piano saldata assicura superfici continue e senza giunzioni, riducendo i punti di accumulo di sporco e batteri.

L'assenza di spigoli vivi e la lavorazione monoblocco agevolano la pulizia e aumentano la sicurezza operativa.

L'attivazione a piede tramite elettrovalvola consente l'apertura e la chiusura del flusso d'acqua senza contatto manuale, migliorando l'igiene e riducendo il rischio di contaminazione crociata. Il sistema è preciso e reattivo, ideale per il lavaggio chirurgico preoperatorio.

Il cesto integrato in acciaio inox consente la gestione ordinata di materiali o accessori di lavaggio, mantenendo la postazione efficiente e igienica. La combinazione di robustezza, praticità e igiene controllata rende questo mobile lavabo chirurgico inox una soluzione ideale per strutture sanitarie che richiedono massima efficienza e affidabilità.