



Mobile Lavabo Inox, 500X480X900h, vasca filo piano saldata, cesto

Disponibile su richiesta

COD: WASHCH-ST

Categorie: Lavelli

Descrizione

Il **mobile lavabo chirurgico inox 500x480x900 H** è realizzato per garantire **igiene, sicurezza e durata** in **sale operatorie, ambulatori e laboratori medici**.

Interamente costruito in **acciaio inox**, offre una **struttura compatta, solida e facilmente sanificabile**, conforme agli standard ospedalieri più rigorosi.

La **vasca filo piano saldata** assicura **superfici continue e senza giunzioni**, riducendo i punti di accumulo di sporco e batteri.

L'assenza di spigoli vivi e la lavorazione monoblocco agevolano la pulizia e aumentano la sicurezza operativa.

L'**attivazione a piede tramite elettrovalvola** consente l'apertura e la chiusura del flusso d'acqua **senza contatto manuale**, migliorando l'igiene e riducendo il rischio di contaminazione crociata. Il sistema è preciso e reattivo, ideale per il lavaggio chirurgico preoperatorio.

Il **cesto integrato** in acciaio inox consente la gestione ordinata di materiali o accessori di lavaggio, mantenendo la postazione efficiente e igienica. La combinazione di **robustezza, praticità e igiene controllata** rende questo **mobile lavabo chirurgico inox** una soluzione ideale per strutture sanitarie che richiedono **massima efficienza e affidabilità**.