



Mobile Matrix completo di monitor ascomparsa con PC, WI-FI e bluetooth

Disponibile su richiesta

COD: OF1004.MX

Categorie: Multimedia

Descrizione

Il **Mobile MATRIX** è una **workstation medica a scomparsa** progettata per ottimizzare **lo spazio e la funzionalità** della **sala operatoria**, dello **studio odontoiatrico** e delle **cliniche multidisciplinari**.

Grazie al suo design innovativo, integra un **monitor motorizzato** che appare solo quando necessario, mantenendo l'ambiente **ordinato, ergonomico e privo di ingombri**.

Tecnologia avanzata per il flusso di lavoro

Il sistema consente di **visualizzare dati clinici, immagini diagnostiche o sessioni di telemedicina e live streaming** in modo sicuro e immediato.

Quando non è in uso, il monitor rientra all'interno della struttura, lasciando libera la superficie di lavoro e contribuendo a un ambiente operativo più pulito e concentrato.

Design e versatilità

Realizzato in **acciaio inox**, il Mobile MATRIX garantisce **resistenza, igiene e facilità di sanificazione**, rendendolo ideale per contesti ad alta specializzazione.

La **connessione Wi-Fi e Bluetooth integrata** permette un'interfaccia diretta con sistemi informatici, dispositivi diagnostici o di comunicazione intraospedaliera.

Principali vantaggi mobile workstation a scomparsa sala operatoria

- Workstation a scomparsa con **monitor motorizzato e PC integrato**
- **Ottimizzazione dello spazio** in sala operatoria



- **Tecnologia avanzata** per visualizzare dati clinici e immagini
- **Struttura inox** per igiene e durata
- **Connettività Wi-Fi e Bluetooth**
- Design compatto e discreto per ambienti clinici moderni