


Mobile sterilizzazione top 60 cm, completo di lavello a destra



Mobile sterilizzazione, top 60 cm, realizzato in lamiera elettrozincata, omogenea e robusta, standard, completo di lavello a destra.

Disponibile su richiesta

COD: DE9.21DX-60

Categorie: Mobili sterilizzazione

Descrizione

Il **mobile sterilizzazione con lavello a destra** nasce da una linea progettata per offrire **versatilità, funzionalità e igiene** in contesti medicali e odontoiatrici. L'intera struttura è ispirata a un design semplice ma altamente qualitativo, sviluppato per migliorare i movimenti e ridurre l'affaticamento dell'operatore, in piena coerenza con il concetto moderno di **ergonomia applicata all'arredo clinico**.

Costruito in **lamiera elettrozincata** di spessore **10/10**, il mobile garantisce **robustezza e uniformità**, offrendo superfici perfettamente lisce che impediscono l'accumulo di polvere o residui nei micro-avvallamenti. Questa caratteristica favorisce la **massima igienicità**, agevolando la pulizia e la manutenzione quotidiana.

Il **top in laminato** integra un **lavello destro in ABS**, resistente e facile da igienizzare, che consente di gestire le fasi di lavaggio e disinfezione in modo pratico e sicuro. Il design comprende un **sottolavello, due cassettiere a quattro scomparti** e un **mobile con antina e ripiano in vetro**, offrendo ampi spazi per la disposizione ordinata di strumenti e materiali.

L'altezza da pavimento di **900 mm** assicura una postura comoda e un accesso ergonomico ai vani di contenimento. Il mobile è **certificato CE**, coperto da **24 mesi di garanzia**, ed è ideale per sale di sterilizzazione, studi dentistici, cliniche e laboratori che richiedono arredi **affidabili, resistenti e facili da mantenere puliti**.

Caratteristiche tecniche

Top	Laminato
Sottolavello	•



Cassettiera 4 scomparti	<ul style="list-style-type: none">• x2
Mobile antina	<ul style="list-style-type: none">• 1 ripiano in vetro
Lavello – materiale	Destra – ABS
Tipo di attacco	<ul style="list-style-type: none">•
Dimensioni top mm	2080 x 600 mm
Altezza da pavimento	900 mm
Garanzia	24 mesi
CE	<ul style="list-style-type: none">•