



Mobile sterilizzazione top 60 cm, completo di lavello a destra

Mobile sterilizzazione, top 60 cm, realizzato in lamiera elettrozincata, omogenea e robusta, standard, completo di lavello a destra.

Disponibile su richiesta

COD: DE9.21DX-60

Categorie: Mobili sterilizzazione

Descrizione

Il mobile sterilizzazione con lavello a destra nasce da una linea progettata per offrire versatilità, funzionalità e igiene in contesti medicali e odontoiatrici. L'intera struttura è ispirata a un design semplice ma altamente qualitativo, sviluppato per migliorare i movimenti e ridurre l'affaticamento dell'operatore, in piena coerenza con il concetto moderno di ergonomia applicata all'arredo clinico.

Costruito in **lamiera elettrozincata** di spessore **10/10**, il mobile garantisce **robustezza e uniformità**, offrendo superfici perfettamente lisce che impediscono l'accumulo di polvere o residui nei microavvallamenti. Questa caratteristica favorisce la **massima igienicità**, agevolando la pulizia e la manutenzione quotidiana.

Il top in laminato integra un lavello destro in ABS, resistente e facile da igienizzare, che consente di gestire le fasi di lavaggio e disinfezione in modo pratico e sicuro. Il design comprende un sottolavello, due cassettiere a quattro scomparti e un mobile con antina e ripiano in vetro, offrendo ampi spazi per la disposizione ordinata di strumenti e materiali.

L'altezza da pavimento di **900 mm** assicura una postura comoda e un accesso ergonomico ai vani di contenimento. Il mobile è **certificato CE**, coperto da **24 mesi di garanzia**, ed è ideale per sale di sterilizzazione, studi dentistici, cliniche e laboratori che richiedono arredi **affidabili, resistenti e facili da mantenere puliti**.

Caratteristiche tecniche

Тор	Laminato
Sottolavello	•



Cassettiera 4 scomparti	• x2
Mobile antina	1 ripiano in vetro
Lavello – materiale	Destra – ABS
Tipo di attacco	•
Dimensioni top mm	2080 x 600 mm
Altezza da pavimento	900 mm
Garanzia	24 mesi
CE	•