



## Mobile sterilizzazione top 60 cm, completo di lavello a sinistra

Mobile sterilizzazione, top 60 cm, realizzato in lamiera elettrozincata, omogenea e robusta, standard, completo di lavello a sinistra.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** DE9.21SX-60

**Categorie:** Mobili sterilizzazione

### Descrizione

Il **mobile sterilizzazione con lavello a sinistra** appartiene a una linea di arredi progettata per garantire **versatilità, igiene e funzionalità** negli ambienti medicali e odontoiatrici. Ogni dettaglio è pensato per migliorare i movimenti e semplificare le operazioni quotidiane, offrendo un equilibrio perfetto tra solidità strutturale e comfort operativo.

Costruito in **lamiera elettrozincata** di spessore **10/10**, il mobile assicura una **resistenza omogenea** e una superficie perfettamente liscia, studiata per prevenire l'accumulo di residui e polvere nei micro-avvallamenti. Questo consente una **pulizia rapida e completa**, riducendo i tempi di manutenzione e garantendo un ambiente di lavoro igienico.

Il **top in laminato** integra un **lavello sinistro in ABS**, ideale per la gestione del lavaggio e della disinfezione degli strumenti. La configurazione comprende un **sottolavello integrato**, **due cassettiere a quattro scomparti** e un **mobile con antina e ripiano in vetro**, offrendo uno spazio organizzato, ordinato e facilmente accessibile durante le fasi operative.

Con un'altezza da pavimento di **900 mm**, il mobile favorisce una postura corretta e un'ergonomia ottimale. È **certificato CE**, coperto da **24 mesi di garanzia**, e rappresenta una soluzione ideale per studi dentistici, cliniche e laboratori che cercano un arredo **robusto, ergonomico e igienico** per le aree di sterilizzazione e preparazione.

### Caratteristiche tecniche

Top	Laminato
Sottolavello	•



Cassettiera 4 scomparti	<ul style="list-style-type: none"><li>• x2</li></ul>
Mobile antina	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ripiano in vetro</li></ul>
Lavello – materiale	Sinistra – ABS
Tipo di attacco	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
Dimensioni top mm	2080 x 600 mm
Altezza da pavimento	900 mm
Garanzia	24 mesi
CE	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>