



Monitor sanificabile LCD 19", 16:10 1440*900px.Alim.medicale

Monitor sanificabile LCD 19", formato 16:10, risoluzione 1440*900px, alimentatore medicale, per uso medicale e odontoiatrico con cristallo di protezione anteriore.

Disponibile

COD: MOT19MEN
Categorie: Monitor

Descrizione

Monitor sanificabile VISIOMED - Schermo LCD 19" ad alta luminosità per ambienti medicali

Il monitor sanificabile VISIOMED è progettato per garantire la massima qualità d'immagine e la sicurezza igienica negli ambienti medicali. Dotato di schermo LCD da 19" ad alta luminosità, offre una visione chiara e precisa durante le procedure cliniche, anche in condizioni di luce variabile.

Resistente e facile da sanificare.

Il cristallo protettivo rende lo schermo resistente a graffi, acqua e urti, consentendo una pulizia frequente con soluzioni disinfettanti senza compromettere la qualità visiva. È la scelta ideale per studi dentistici, laboratori e cliniche dove l'igiene è prioritaria.

Prestazioni visive elevate.

Il display LED da 19" in formato 16:10 con risoluzione Full HD garantisce immagini nitide e colori realistici. Gli ingressi VGA e HDMI assicurano compatibilità con la maggior parte dei sistemi e dispositivi medicali.

Installazione flessibile e affidabile.

Grazie all'attacco VESA 100 e all'alimentazione a 12VDC, il monitor VISIOMED si integra facilmente su bracci, pareti o carrelli medicali, garantendo stabilità e versatilità operativa in ogni contesto clinico.

Caratteristiche tecniche Monitor sanificabile VISIOMED - Schermo LCD 19" con alimentatore medicale

Schermo piatto 19? TFT LCD	Schermo piatto	19? TFT LCD
----------------------------	----------------	-------------



Vetro protettivo	Vetro
Formato	16:9
Risoluzione	1440 x 900
Alimentatore	12 VDC / 220 VAC
Alimentatore medicale	IEC 60601
Attacco	VESA 100
Input	HDMI / DVI
Dimensioni (I x h x p cm)	45 x 29 x 6
Colore	RAL9003
Garanzia (mesi)	24
CE	•