

Monitor sanificabile LCD 19", 16:10 1440*900px.



Monitor sanificabile LCD 19", formato 16:10, risoluzione 1440*900px, per uso medicale e odontoiatrico con cristallo di protezione anteriore.

Disponibile su richiesta

COD: MOT19SE

Categorie: Video-Pc

Descrizione

Il monitor sanificabile LCD 19" di Tecnomed Italia, dal design sottile, utilizza uno schermo LCD ad alta luminosità. Dotato di un cristallo di protezione anteriore che protegge lo schermo, rendendolo impermeabile agli agenti pulenti e resistenti alla polvere. Concepito per ottenere massime prestazioni in termini di visualizzazione di immagini a colori e in scala di grigi.

Caratteristiche tecniche monitor sanificabile LCD 19"

Schermo piatto	19" TFT LCD
Vetro protettivo	Vetro
Formato	16:9
Risoluzione	1440 x 900
Alimentatore	12 VDC / 220 VAC
Attacco	VESA 100



Input	HDMI / DVI
Dimensioni (l x h x p cm)	45 x 29 x 6
Colore	RAL9003
Garanzia (mesi)	24
CE	•