



Mouse medicale wireless, disinfettabile, IP68



Mouse medicale con membrana in silicone, disinfettabile, facile da pulire, IP68.

Spedizione prevista in 10 giorni circa

COD: DE1004.6SO

Categorie: PC all in one

Descrizione

Mouse medicale Wireless disinfettabile IP68

Il sensore ottico è collocato in una cavità inferiore chiusa ermeticamente da un vetrino di protezione. Non ci sono anfratti in cui sporco e batteri possono annidarsi.

Questo mouse è racchiuso da una membrana al silicone bianca che lo rende totalmente stagno (IP68).

Il silicone offre totale resistenza a tutte le sostanze disinfettanti e detergenti usate in ambito medico-sanitario.

L'assenza totale di spigoli e di fessure evita l'accumulo di sporcizia, la proliferazione di batteri e microbi, e la formazione di biofilm.

Facile da pulire anche con azioni meccaniche di spazzole o spugne, inoltre, la protezione IP68 permette il lavaggio del mouse sotto l'acqua, in immersione, oppure in lavatrice/lavaferri a 60° C.

Sono presenti 2 tasti per le normali funzioni "tasto destro" e "tasto sinistro", mentre la rotella è sostituita da una superficie sensibile liscia trackpad: strisciando il dito si simula la rotazione della rotella.