



## Nebulizzatore elettrico Wireless perGREEN&CLEAN SK, 800 ml, batteria 18V

Il nebulizzatore wireless Flower Clean 800ml PC5007-3 è progettato per la sanificazione ambientale pratica e rapida, con batteria 18 Volt 4 Ah, serbatoio da 800ml, goccia regolabile 50-120 micron e portata fino a 350ml/min.

**Disponibile**

**COD:** PC5007-3

**Categorie:** Attrezzatura

### Descrizione

Il **nebulizzatore wireless Flower Clean 800ml** è una soluzione pratica per la sanificazione ambientale rapida e uniforme di superfici e ambienti. Pensato per un utilizzo semplice e immediato, consente di nebulizzare il prodotto in modo efficace, aiutando a ridurre tempi e costi operativi nelle attività di disinfezione quotidiana.

Grazie al serbatoio da **800ml** e alla regolazione della dimensione della goccia da **50 a 120 micron**, il dispositivo si adatta a diverse esigenze applicative, offrendo una distribuzione controllata del liquido. La portata regolabile fino a **350ml/min** e la distanza di spruzzatura fino a **1.5m** permettono di trattare gli spazi in modo rapido e con buona copertura.

Il modello **PC5007-3** è alimentato da **batteria 18 Volt 4 Ah**, sviluppa una potenza di **550W** e lavora con funzionamento discontinuo con cicli di **10 minuti di accensione e 10 minuti di pausa**. La configurazione wireless ne facilita l'utilizzo in ambienti operativi dove è richiesta maggiore libertà di movimento, senza il vincolo del cavo elettrico.

È una scelta indicata per chi cerca un nebulizzatore affidabile, pratico da utilizzare e adatto alla sanificazione ambientale in tempi ridotti, con il vantaggio di una gestione più flessibile degli spostamenti durante l'uso.

### Vantaggi

- Riduce tempi e costi di disinfezione
- Utilizzo semplice e immediato
- Nebulizzazione regolabile in base all'applicazione
- Autonomia operativa grazie al serbatoio da **800ml**
- Maggiore libertà di movimento grazie alla struttura wireless
- Copertura efficace fino a **1.5m**

### Caratteristiche tecniche



<b>Caratteristica</b>	<b>PC5007-3</b>
Prodotto	Nebulizzatore wireless Flower Clean 800ml
Alimentazione	Batteria 18 Volt 4 Ah
Corrente	2.5A
Potenza	550W
Capacità serbatoio	800ml
Dimensione goccia	Regolabile 50-120 micron
Distanza di spruzzatura	Fino a 1.5 metri
Portata regolabile	Fino a 350ml/min
Dimensioni con tanica	290x275x115
Peso con tanica piena c.a.	2.5kg
Lunghezza cavo elettrico	/
Modalità di funzionamento	Discontinuo, 10 minuti acceso, 10 minuti spento
Certificazione	CE
Garanzia	24 mesi