



## Olio lubrificante per Assistina 500ml MK-DENT

Olio lubrificante per W&H Assistina, per la manutenzione, pulizia e lubrificazione di strumenti rotanti, volume 500ml, marca MK-dent.

## **Disponibile**

**COD:** LU1031

Categorie: Lubrificanti

## **Descrizione**

Olio lubrificante Assistina 500ml.

Olio per micromotori ad aria, turbine, diritti, contrangoli e apparecchiatura lubrificante W&H®Assistina®.

Codice LU1031 - 500 ml.