



Olio lubrificante Silk Oil di Ivory, 500 ml., universale

Olio lubrificante Silk Oil di Ivory per manipoli, spray da 500 ml., universale

Disponibile

COD: OL101S

Categorie: Lubrificanti

Descrizione

Olio lubrificante Ivory 500ml.

La linea per la lubrificazione Ivory è divenuta speciale grazie ad una capacità sgrassante e pulente insuperabile.

Nessun surriscaldamento delle parti dinamiche, meno depositi di impurità, minore consumo, minori spese, più protezione per una durata maggiore, nessuno stress termico o ossidazioni, alte prestazioni, minori spese per l'assistenza tecnica sono solo alcuni dei vantaggi dell'olio Ivory.