



PC All-In-One touchscreen 23,8" 16 gb ram,512 GB SSD,IEC60601,Win 11 pro

PC All-In-One touchscreen, Windows 11 Pro, 23,8", IEC60601, facile da sanificare, progettato per l'ambito medico e dentale.

Spedizione prevista in 10 giorni

COD: MOT248PCT

Categorie: PC all in one

Descrizione

PC All-In-One touchscreen 23,8": per una corretta visualizzazione delle immagini servono apparecchiature all'avanguardia, in grado di riprodurre le immagini e i colori in maniera verosimile. Il PC touch screen, con alimentatore medico IEC60601, è in grado di soddisfare diverse esigenze, prestando particolare attenzione alla qualità delle immagini rappresentate, alla facilità di installazione e di sanificazione, quest'ultimo un requisito indispensabile per gli ambienti a rischio di contaminazione. La principale caratteristica del PC "all in one" TecnoTouch di Tecnomed Italia è costituita dalle funzionalità multimediali accessibili anche tramite touch screen.

Caratteristiche tecniche PC All-In-One touchscreen 23,8"

Alimentazione	19 VDC
Schermo piatto	23,8" LED touchscreen IPS
Formato	16:9
Alimentatore medico	IEC 60601
Risoluzione	1920 x 1080 Full HD
Processore	Intel Core 5 210H
RAM	16 GB
Capacità totale di archiviazione	512 GB
Supporto di memoria	SSD
Attacco	VESA 100



Sistema operativo	Windows 11
Colore	RAL 9003
Touchscreen	Sì
Garanzia	24 mesi
CE	Sì