



PC All-In-One,touchscreen,Windows 11Pro,21,5",IEC60601, mouse, tastiera

PC All-In-One touchscreen, Windows 11 Pro,21,5", IEC60601, con mouse e tastiera, facile da sanificare, progettato per l'ambito medicale e dentale.

Disponibile

COD: MOT248PCT Categorie: PC all in one

Descrizione

PC All-In-One touchscreen 21,5": per una corretta visualizzazione delle immagini servono apparecchiature all'avanguardia, in grado di riprodurre le immagini e i colori in maniera verosimile. Il PC touch screen, con alimentatore medicale IEC60601,e? in grado di soddisfare diverse esigenze, prestando particolare attenzione alla qualita? delle immagini rappresentate, alla facilita? di installazione e di sanificazione, quest'ultimo un requisito indispensabile per gli ambienti a rischio di contaminazione. La principale caratteristica del PC "all in one" TecnoTouch di Tecnomed Italia e? costituita dalle funzionalita? multimediali accessibili anche tramite touch screen.

Caratteristiche tecniche PC All-In-One touchscreen 21,5?

Schermo piatto	21.5" LED Touch screen IPS
Formato	16:9
Scheda grafica integrata	Intel UHD Graphics 610
Reti	Wireless LAN – Ethernet LAN – Bluetooth
Alimentazione (VDC)	19
Alimentatore	19 VDC /220 VAC



Alimentatore medicale	IEC 60601
Risoluzione	1920 x 1080 Full HD
Processore	Intel Pentium Gold g7400 3.8 Ghz
RAM	DDR4-SDRAM 8 GB
Capacità totale di archiviazione	256 GB
Supporto di memoria	SSD
Attacco	VESA 100
Input/output	2*USB 3.0, 4*USB 2.0, HDMI
Output	VGA, RJ45, audio
Sistema Operativo	Windows 11
Dimensioni (I x h x p)	546x330x60
Colore	RAL 9003
Touchscreen	•
Tastiera Wireless	•
Mouse Wireless	•
Garanzia (mesi)	24
CE	•