



## Poltroncina trucco regolabile, basculamento schienale 45 gradi, bianca

Poltroncina trucco regolabile h 55/72 cm, basculamento schienale 45 gradi, sky colore bianco

## Disponibile su richiesta

COD: ES1005BP

Categorie: Studio estetico

## Descrizione

La **poltroncina trucco regolabile bianca** è una seduta professionale, comoda e versatile, pensata per **centri estetici, make-up artist e saloni di bellezza**.

Il suo design sobrio ed elegante si adatta perfettamente ad ambienti moderni e raffinati.

Dotata di **schienale basculante fino a 45°** e di **testiera telescopica**, garantisce comfort ottimale durante le sessioni di trucco o trattamento viso.

I **braccioli e il poggiapiedi amovibili** offrono massima libertà di movimento per l'operatore e una seduta più rilassante per il cliente.

La seduta ruota di 360° e, nella versione idraulica, dispone di blocco di rotazione.

L'altezza è regolabile tramite pompa idraulica o a gas, adattandosi a ogni operatore e tipo di postazione.

Realizzata con **struttura robusta in metallo** e **imbottitura rivestita in eco-pelle lavabile**, è resistente, igienica e facile da sanificare.

La capacità di sollevamento della **poltroncina trucco regolabile** è di **150 kg**, con **basculamento da 0° a 20°**, ideale per sessioni prolungate di make-up o trattamenti estetici.

Disponibili come optional i **braccioli imbottiti con ciotole manicure**, perfetti per ottimizzare l'operatività in cabina trucco.