



Poltroncina trucco regolabile, basculamento schienale 45 gradi, bianca

Poltroncina trucco regolabile h 55/72 cm, basculamento schienale 45 gradi, sky colore bianco

Disponibile su richiesta

COD: ES1005BP

Categorie: Studio estetico

Descrizione

La **poltroncina trucco regolabile bianca** è una seduta professionale, comoda e versatile, pensata per **centri estetici, make-up artist e saloni di bellezza**.

Il suo **design sobrio ed elegante** si adatta perfettamente ad ambienti moderni e raffinati.

Dotata di **schienale basculante fino a 45°** e di **testiera telescopica**, garantisce comfort ottimale durante le sessioni di trucco o trattamento viso.

I **braccioli e il poggiatesta amovibili** offrono massima libertà di movimento per l'operatore e una seduta più rilassante per il cliente.

La **seduta ruota di 360°** e, nella versione idraulica, dispone di **blocco di rotazione**.

L'**altezza è regolabile** tramite **pompa idraulica o a gas**, adattandosi a ogni operatore e tipo di postazione.

Realizzata con struttura robusta in metallo e imbottitura rivestita in eco-pelle, è resistente, **igienica e idonea alla pulizia con detergenti comuni**.

La capacità di sollevamento della **poltroncina trucco regolabile** è di **150 kg**, con **basculamento da 0° a 20°**, ideale per sessioni prolungate di make-up o trattamenti estetici.

Disponibili come optional i **braccioli imbottiti con ciotole manicure**, perfetti per ottimizzare l'operatività in cabina trucco.