



Puntale autoclavabile a 130° per siringa Minilight e Minimate Luzzani

Disponibile

COD: L348

Categorie: Ricambi siringhe

Descrizione

Puntale autoclavabile a 130° compatibile con le siringhe Minilight e Minimate Luzzani. Garantisce precisione e sicurezza nell'erogazione di aria/acqua. Realizzato con materiali resistenti alle alte temperature, è ideale per la sterilizzazione in autoclave. Ricambio affidabile per mantenere performance e igiene nello studio odontoiatrico.