



Videoregistratore digitale 4K UHD con Hard disk estraibile e telecomando

Registratore video IN / OUT HDMI, non richiede l'ausilio di un PC, con hard disk estraibile HDD e telecomando.

Disponibile

COD: DE6.302XR.4

Categorie: Device gestione video

Descrizione

Videoregistratore Digitale 4K UHD - Qualità d'Immagine e Precisione per Applicazioni Mediche

Il videoregistratore digitale 4K UHD consente di acquisire e riprodurre immagini Ultra-HD reali con una chiarezza eccezionale, ideale per ambienti clinici e chirurgici. Progettato per applicazioni mediche, garantisce registrazioni nitide e dettagliate, fondamentali per analisi, formazione e documentazione professionale.

Qualità Ultra-HD Reale

Cattura video in risoluzione **3840×2160** a **24fps cinematografici** o fino a **30fps** in modalità 4K, mantenendo ogni dettaglio con fedeltà e precisione.

Riproduzione Istantanea e Archiviazione Semplificata

I file possono essere riprodotti immediatamente da unità USB esterne direttamente sul dispositivo, senza bisogno di un PC. L'interfaccia intuitiva e il telecomando permettono un controllo rapido e pratico durante la registrazione o la revisione.

Funzionamento Plug&Play e Controllo Remoto

Facile da utilizzare anche per utenti non esperti, il sistema non richiede installazioni o configurazioni complesse.

Affidabilità e Compatibilità Clinica



Progettato per rispondere agli standard del settore medicale, il videoregistratore 4K UHD assicura facilità d'uso in tutte le procedure di acquisizione video.

Specifiche Tecniche:

| Caratteristica | Dettagli |
|--------------------------------------|--|
| Risoluzione Massima di Registrazione | 4K 3840 x 2160 @ 30fps |
| FPS Massimi | FHD 1080p @ 60fps |
| Standard Video Europeo | 3840 x 2160 @ 25fps, 1080p @ 50fps |
| Latenza Passthrough | Meno di 90ms |
| Formati di Codifica | H.264, H.265 |
| Compatibilità Modalità PC | Windows, Mac OS, Linux |
| Risoluzione Ingresso HDMI | Fino a 3840 x 2160 @ 60fps |
| Risoluzione Uscita HDMI | Massimo 3840 x 2160 @ 30fps, 1080p @ 60fps |
| Bitrate di Codifica Massimo | 22Mbps (H.264, UHD) |
| Rapporto d'Aspetto di Registrazione | 16:9 |
| File System Compatibili | FAT/FAT32, NTFS, exFAT; MBR, GPT |

Questo videoregistratore digitale 4K UHD è la soluzione perfetta per catturare filmati video di alta qualità da dispositivi medici, offrendo un'integrazione senza soluzione di continuità e facilità d'uso.