



Videoregistratore digitale 4K UHD con Hard disk estraibile e telecomando

Registratore video IN / OUT HDMI, non richiede l'ausilio di un PC, con hard disk estraibile HDD e telecomando.

Disponibile

COD: DE6.302XR.4

Categorie: Device gestione video

Descrizione

Videoregistratore Digitale 4K UHD – Qualità d'Immagine e Precisione per Applicazioni Mediche

Il **videoregistratore digitale 4K UHD** consente di acquisire e riprodurre immagini Ultra-HD reali con una chiarezza eccezionale, ideale per ambienti clinici e chirurgici. Progettato per applicazioni mediche, garantisce registrazioni nitide e dettagliate, fondamentali per analisi, formazione e documentazione professionale.

Qualità Ultra-HD Reale

Cattura video in risoluzione **3840x2160** a **24fps cinematografici** o fino a **30fps** in modalità 4K, mantenendo ogni dettaglio con fedeltà e precisione.

Riproduzione Istantanea e Archiviazione Semplificata

I file possono essere riprodotti immediatamente da unità USB esterne direttamente sul dispositivo, senza bisogno di un PC. L'interfaccia intuitiva e il telecomando permettono un controllo rapido e pratico durante la registrazione o la revisione.

Funzionamento Plug&Play e Controllo Remoto

Facile da utilizzare anche per utenti non esperti, il sistema non richiede installazioni o configurazioni complesse.

Affidabilità e Compatibilità Clinica



Progettato per rispondere agli standard del settore medicale, il videoregistratore 4K UHD assicura facilità d'uso in tutte le procedure di acquisizione video.

Specifiche Tecniche:

Caratteristica	Dettagli
Risoluzione Massima di Registrazione	4K 3840 x 2160 @ 30fps
FPS Massimi	FHD 1080p @ 60fps
Standard Video Europeo	3840 x 2160 @ 25fps, 1080p @ 50fps
Latenza Passthrough	Meno di 90ms
Formati di Codifica	H.264, H.265
Compatibilità Modalità PC	Windows, Mac OS, Linux
Risoluzione Ingresso HDMI	Fino a 3840 x 2160 @ 60fps
Risoluzione Uscita HDMI	Massimo 3840 x 2160 @ 30fps, 1080p @ 60fps
Bitrate di Codifica Massimo	22Mbps (H.264, UHD)
Rapporto d'Aspetto di Registrazione	16:9
File System Compatibili	FAT/FAT32, NTFS, exFAT; MBR, GPT

Questo videoregistratore digitale 4K UHD è la soluzione perfetta per catturare filmati video di alta qualità da dispositivi medici, offrendo un'integrazione senza soluzione di continuità e facilità d'uso.