

## Ripiano estraibile per Easy Tray, misura 415x300x20 mm



Ripiano estraibile compatibile con carrelli Easy Tray, progettato per l'alloggiamento ordinato di strumenti e dispositivi clinici.

**Disponibile**

**COD:** DE1003X.02

**Categorie:** Tray Inox

### Descrizione

---

Ripiano estraibile progettato per carrelli Easy Tray, dimensioni 415x300x20mm, ideale per l'organizzazione ordinata di strumenti e dispositivi durante l'attività clinica. La struttura consente un'estrazione fluida e un reinserimento rapido, facilitando le operazioni quotidiane e la gestione del piano di lavoro.

Il formato compatto lo rende adatto a postazioni che richiedono precisione, accessibilità immediata e ottimizzazione degli spazi operativi.

### Caratteristiche principali

- Ripiano estraibile compatibile con carrelli Easy Tray
- Superficie adatta all'alloggiamento di strumenti e accessori clinici
- Estrazione agevole per una gestione efficiente del lavoro
- Facilmente sanificabile
- Dimensioni: 415x300x20mm