



Ripiano estraibile per Easy Tray, misura 465X315X20 mm

Ripiano estraibile compatibile con carrelli Easy Tray, progettato per l'alloggiamento ordinato di strumenti e dispositivi clinici.

Disponibile

COD: DE1003X.01

Categorie: Tray Inox

Descrizione

Il **ripiano estraibile Easy Tray** da 465x315x20mm è progettato per l'organizzazione ordinata di strumenti e dispositivi clinici.

È indicato per postazioni operative che richiedono praticità, ordine e una gestione efficiente del materiale durante le attività cliniche.

Caratteristiche principali

- Ripiano estraibile compatibile con carrelli Easy Tray
- Superficie per strumenti e dispositivi clinici
- Movimento fluido di estrazione
- Facile da pulire e sanificare
- Dimensioni: 465x315x20mm