



## Riunito veterinario mobile Dentalcase, 4 strumenti e compressore interno

Riunito veterinario mobile Dentalcase con siringa DCI style e 2 cordoni, compressore interno

## Disponibile su richiesta

COD: UV4VA

Categorie: Unità odontoiatriche

## Descrizione

Riunito veterinario mobile Dentalcase.

Minimo ingombro, massima efficienza, i riuniti portatili garantiscono processi di lavoro privi di intralci.

L'alimentazione del serbatoio acqua spray, il sistema di aspirazione a depressione d'aria e il compressore silenzioso incorporato li rendono perfettamente autonomi, permettendoti di posizionarli e trasportarli ovunque.

I comandi, semplici ed intuitivi, sono azionabili con mani e piedi. Sono dotati di tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento degli interventi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza e un design ai massimi livelli.

Nel pannello comandi frontale alloggiano i regolatori acqua-spray e i selettori a leva degli strumenti. Il filtro batteriologico d'aspirazione è posizionato, invece, sul retro del trolley.

Con Dentacase il tuo lavoro diventerà una vacanza grazie alla sua struttura trolley.

Caratteristiche tecniche Riunito veterinario mobile Dentalcase.

Alimentazione elettrica	220/240V-50/60 Hz
Serbatoio	6 lt
Dimensioni (I x h x p)	600 x 410 x 290 mm
Peso	30 Kg



Siringa DCI style	•
Cordone per turbina/micromotore pneumatico	• 2
Serbatoio acqua spray 1 It	•
Pedale	progressivo a disco
Filtro batteriologico	•
Compressore interno senza olio	•
Rumore	50 db(A)
Garanzia	24 mesi