



Rotore comp. MK-dent Prime Line standard, cusc. torlon acciaio, Tecnomed

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica **MK-dent Prime Line standard**, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

Disponibile su richiesta

COD: TS241T

Categorie: Prime Line

Descrizione

Rotore completo compatibile **MK-dent Prime Line standard**, ricambio per turbina odontoiatrica, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

Compatibilità turbine

- MK-dent HC8021B
- MK-dent HC8021K
- MK-dent HC9021B
- MK-dent HC9021NT

Codice rotore riferimento MK-dent: **TC2041**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349