


Rotore compatibile MK piccola 1 spray cuscinetti Myonic ceramici torlon



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica MK-dent HC4014 HC6012 1 spray, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: TC212T

Categorie: Classic Line

Descrizione

Il rotore compatibile per turbina odontoiatrica MK-dent HC4014 HC6012 1 spray, testina piccola, ricambio fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- HC4012K con SN fino a E
- HC4012M con SN fino a E
- HC4012S con SN fino a E
- HC6012K con SN fino a E
- HC6012S con SN fino a E

Codice rotore riferimento MK-dent: **TC2012**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349