



Rotore turbina comp MK-line testinapiccola, cuscinetti torlon ceramici

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica **MK-dent Prime Line HC8022 e HC9022**, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: TC242T

Categorie: Prime Line

Descrizione

Rotore completo compatibile **MK-dent Prime Line piccola** è un ricambio per turbina odontoiatrica con testina piccola, 3 spray, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- MK-dent Prime Line HC8022B
- MK-dent Prime Line HC8022K
- MK-dent Prime Line HC9022B
- MK-dent Prime Line HC9022K
- MK-dent Prime Line HC9022S

Codice rotore riferimento MK-dent: **TC2042**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349