



Rotore compatibile Bien-Air Ondine Prestilina, cuscinetti Myonic ceramici

Rotore turbina Bien-Air Ondine Prestilina fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici, compatibile con Bien-Air S30 e Bien-Air Cromo Small head.

Disponibile su richiesta

COD: HBT835C

Categorie: Ondine

Descrizione

Il rotore completo compatibile Bien-Air Ondine / Prestilina è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti torlon Myonic Ceramici.

Compatibilità turbine

- Bien-Air Ondine
- Bien-Air S30
- Bien-Air Prestilina
- Bien-Air Cromo Small head

Codice originale Bien-Air: **209.30.19**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349