

Rotore compatibile Bien-Air Prestige, cuscinetti Myonic ceramici torlon



Rotore completo per turbina odontoiatrica compatibile Bien-Air Prestige, ricambio fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

Disponibile su richiesta

COD: HBA800CC

Categorie: Prestige

Descrizione

Il rotore completo compatibile Bien-Air Prestige è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici

Compatibilità turbine

- Bien-Air Prestige
- Bien-Air Prestige L
- Bien-Air S32-L

Codice originale rotore Bien-Air: **1500485**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti Myonic torlon ceramici.
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349